

Visite nuestro  
sitio web para más  
información



  
legholderrx

**Wirz Medical**

Bernstrasse 1  
CH-3076 Worb

T +41 31 832 43 53  
M +41 79 630 66 44  
mechanik@wirz-ortho.ch

**legholderrx.ch**

CE® mod. dép.

Swissmedic N°: CH201505-0035  
GLN: 7649 9942 77000  
Compliant to MDR 13/485  
Eudamed N°: APP000064674  
EU Representative: endocon.de  
Wirz Ortho Mechanics GmbH  
UID (MWST/EORI): CHE-480.499.766

  
legholderrx

**Imprescindible para  
operaciones de rodilla**

El **robusto reposapiés** para 6 posiciones  
intraoperatorias estables de la rodilla





Posición de rodilla autorretenida con apoyo lateral en el muslo

## Hechos y datos técnicos

- Piezas de plástico de fácil cuidado, robustas, radiotransparentes y no alergénicas
- Producto suizo desarrollado por un cirujano ortopédico con formación inicial como mecánico de precisión
- Se utiliza con éxito en más de 40 países desde hace más de 20 años
- 490x240x200 mm, aprox. 2,7kg



Montaje no estéril bajo los paños  
legholderrx.ch

## Modelos LegholderRX®



### LegholderRX® fusion

Las protuberancias laterales semiesféricas permiten que la tela se deslice fácilmente entre los estribos y estabilizan el pie lateralmente.

| N° de artículo LRX2024-03

### LegholderRX® standard (Modelo predecesor)

Modelo probado y ampliamente utilizado que lleva muchos años en el mercado con éxito en todo el mundo. El modelo «standard» se diferencia del modelo «fusion» en que tiene los pomos más puntiagudos en los laterales y los estribos ligeramente más finos | N° de artículo LRX2020-02



### LegholderRX® extra stable

Estabilización del pie mejorada gracias a las superficies de apoyo ergonómicas calculadas biométricamente y a los rebajes para el tendón de aquiles. | N° de artículo LRX2024-04

## Correas de sujeción



Las **correas de sujeción especialmente diseñadas con cierres de velcro** permiten una instalación rápida y estable.

**Para garantizar una fijación segura y óptima, las correas deben sustituirse tras seis meses de uso o, después de 200 aplicaciones (máximo).**

**S: Correas cortas** para la mayoría de las mesas de operaciones con secciones separadas para las piernas derecha e izquierda que pueden moverse independientemente una de otra.

**Ventaja:** montaje más sencillo y estable con libertad de movimiento de las distintas secciones de las piernas. | N° de artículo LRX2020-10

**L: Correas largas** son adecuadas para mesas de operaciones sin secciones separadas para las piernas. | N° de artículo LRX2020-11

