

LEGHOLDER RX[®]CE

Heme alîkarîyên ku mirov dibê alîkarîye bide ji bo Operasyona!

6 cihê mayînde û cûda di têkilî di bi Piştgiriya teniştan li orta hetê di, Doktor kare Operasyonê bê Alîgirê Doktor berdewam bike. Gihiştina X-ray di nav lihêve here wê bi awayikî ne paqîç.



Wirz Ortho Mechanics, Bernstrasse 1, CH-3076 Worb, Tel: +41318324353; Fax +41318324354



Mobile +41796306644, www.wirz-ortho.ch; mechanik@wirz-ortho.ch

Swissmedic CH-201505-0035; FDA angemeldet

Sîstema LegholderRX® destûrê diyarker rewşa sabit a di dema operasyona hevbeş çokên di 6 awayên cuda flexion. Kemberên bi Velcro, dikare di bin cover stewr ve girêdayî sifrê rasterast LegholderRX® rasterast, dixebite. Ev piştgiyaya kemaxa bi piştgiyaya lateral di prosedurên vekirî û arthroscopic wek endoprosthesis, remodeling bone, avadankirina bendik cruciate anterior,

Tevgerên ku di OSG azad, bi hêsaniyê bibîne û navendên danûstendinê û li navenda hevbeş anke de. Ji ber ku LegholderRX® materyalên radyoyê radiweste, çavdêriya fluorescent herdem her gengaz e



Taybetmendiyên teknîkî

- Dimensions: 490 x 240 x 200mm
- Weight: 3kg bi 2-hêzên Velcro yên bihêz
- Radiopaque
- Paqijiya bilind ya plastîk
- Pêdivîbûn, tarîxê-latex-free
- Pêdivî ye ku hêja paqij bikin, ji bo kesên bazirganî
- binçavkirin